


All Up® er Levabos hygiejniske og miljøvenlige oppustelige en-patient produkter. Sortimentet er udviklet i samarbejde med ledende sårsygeplejersker og sikrer optimal komfort og hygiejne i behandling og forebyggelse af tryksår.



Dansk produceret
CE / MDR 2017
ISO 13485

Foot Sole - Den trykreducerende lejringspude



All Up Produktdatablade 2026 v1 (Foot Sole DK)

Produktbeskrivelse

Pude til aftastning af fodsålerne. Monteres på sengegærdet i fodenden af sengen. Passer til alle senge.

Pudens design har en effekt der sikrer stabilitet, uden at hindre patienten i at kunne bevæge sig.

Ved selv de mindste bevægelser stimulerer All Up® hudens mikrocirkulation, hvilket medvirker til optimering af kredsløbet.

Disse egenskaber gør All Up® til en optimal lejringspude, når den sengeliggende har behov for et komfortabelt og trykreducerende underlag.

All Up® er fremstillet af en nonwoven folie, hvilket gør puden hudvenlig, fugtabsorberende, varme-transporterende, blødt, behagelig og elastisk.

Egenskaber/Fordele

- Designet til forebyggelse og behandling af trykskader på de mest udsatte steder som hæle, hofter, albuer, skuldre, ryg m.m.
- Produkterne er multifunktionelle, dvs. at det samme produkt kan anvendes i forskellige aflastningssituationer, så tryksårsforebyggelse og behandling udføres optimalt.
- En-patient-brug sikrer høj hygiejne.
- Enkel håndtering. All Up® pustes op før brug og justeres til den enkelte brugers anatomi og behov.
- God komfort, blødt, hudvenligt, fugtabsorberende og varme-transporterende materiale.
- Produkterne overflødiggør håndtering i et genbrugsdepot og frigør behandlingsressourcer.
- Leveres i ren, forsejlet flad forpakning inkl. oppustningsdevice.
- Testet og godkendt iht. ISO 10993-10:2010, test for irritation og overfølsomhed.

Produktnavn	Pudestørrelse	Pakning	Varenummer	HMI Nummer
All Up Foot Sole	86 x 37 x 6 cm	12 stk.	70080	134037

All Up® Pat. Pending. Udviklet og produceret i Danmark af Levabo ApS. Produkterne er CE godkendt. Ret til ændringer forbeholdes.

Levabo ApS
Sverigesvej 20A
8660 Skanderborg
Tel.: 31 70 40 25
info@levabo.dk
www.levabo.dk