


Seat All® er Levabo®s nye hygiejniske og miljøvenlige oppustelige en-patient produkter. Sortimentet er udviklet i samarbejde med ledende sårsygeplejersker og sikrer optimal komfort og hygiejne i behandling og forebyggelse af tryksår.



Dansk udviklet  
Dansk produceret  
CE godkendt

## Den trykreducerende lejringspude



## Produkt beskrivelse

Pudens design har en effekt der sikrer stabilitet, uden at hindre patienten i at kunne bevæge sig.

Puden giver aflastning og reducerer trykpunkter, ved gener fra f.eks. graviditet/fødsel, halebensskader, strålebehandling eller andre intimgener.

Ved selv de mindste bevægelser stimulerer Seat All® hudens mikrocirkulation, hvilket medvirker til optimering af kredsløbet.

Disse egenskaber gør Seat All® til en optimal lejringspude, når den siddende/sengeliggende har behov for et komfortabelt og trykreducerende underlag.

Seat All® er fremstillet af en nonwoven folie, hvilket gør puden hudvenlig, fugtabsorberende, varmetransporterende, blød, behagelig og elastisk.

## Egenskaber/Fordele



- Designet til forebyggelse og behandling af trykskader på de mest udsatte steder som f.eks. hæle, hofter, albuer, skuldre, ryg m.m.
- Produkterne er multifunktionelle, dvs. at det samme produkt kan anvendes i forskellige aflastningssituationer, så tryksårsforebyggelse og behandling udføres optimalt.
- En-patient-brug sikrer høj hygiejne.
- Enkel håndtering. Heel Up og all up® pustes op før brug og justeres til den enkelte brugers anatomi og behov.
- God komfort, blødt, hudvenligt, fugtabsorberende og varmetransporterende materiale.
- Produkterne overflødiggjør håndtering i et genbrugsdepot og frigør behandlingsressourcer.
- Leveres i ren, forseglet flad forpakning inkl. oppustningsdevice.
- Testet og godkendt iht. ISO 10993-10:2010, test for irritation og overfølsomhed.

Produktnavn	Pudestørrelse	Pakning	Varenummer	HMI Nummer
Seat All Donut	45 x 45 x 8	12 stk.	70017	87939

Levabo ApS  
Sverigesvej 20A  
8660 Skanderborg  
Tel.: 31 70 40 25  
info@levabo.dk  
www.levabo.dk